



# PASITIKRINK PATS

Trys žingsniai pagal instrukciją:

## 1. Pradurti pirštą ir paimti kraujo.




## 2. Supilti kraują į buteliuką nr.1.



## 3. Supilti buteliukų (nr. 1, nr.2 ir nr.3) turinį paeiliui į testo duobutę, kaip parodyta paveikslėlyje ir vaizdo įrašė (žr.žemiau).



## 4. po minutės vertinkite testo rezultatus:



NEIGIAMAS

TEIGIAMAS

NEGALIOJANTS

Vaizdo įrašas, kaip atlikti testą namuose:

<https://www.insti-hivselftest.com/wp-content/uploads/2016/09/INSTRUCTION-v8-sd.mp4>

